



A&A BIOTECHNOLOGY
innovating life science

Instrukcja

Genomic Mini AX Milk Spin

Zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z próbek mleka.

numer katalogowy	wielkość
059-100S	100 izolacji

Produkt przeznaczony wyłącznie do badań naukowych.

Gwarancja

Firma A&A Biotechnology udziela gwarancji na niniejszy produkt.

Firma nie gwarantuje poprawnego działania produktu w przypadku:

- odstępstwa od dostarczonego wraz z produktem protokołu
- braku zalecanego w niniejszym protokole wyposażenia i materiałów
- użycia innych odczynników niż zalecane lub które nie wchodzi w skład produktu
- użycia przeterminowanych odczynników oraz elementów produktu



Spis treści

Skład	3
Dodatkowy sprzęt i odczynniki	3
Niezbędne	3
Opcjonalne	3
Ważne informacje	4
Przygotowanie materiału	4
Protokół izolacji	5
Zobojętnianie próbek DNA	6
Test funkcjonalności buforu E	6
Informacje Bezpieczeństwa	7

Skład

składnik	100 izolacji	przechowywanie
Kolumny Mini AX Spin	100 szt.	2-8 °C
Probówki 2 ml	200 szt.	15-25 °C
LSU bufor lizujący	50 ml	15-25 °C
W1 pierwszy roztwór płuczący	140 ml	15-25 °C
W2 drugi roztwór płuczący	60 ml	15-25 °C
E bufor elucyjny (nie zawiera EDTA)	20 ml	2-8 °C
N bufor zobojętniający	1 ml	15-25 °C
T roztwór	400 µl	2-8 °C
Proteinaza K	2 x 1,1 ml	2-8 °C

Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 15 µg.

Dodatkowy sprzęt i odczynniki

Niezbędne

- Probówki 1,5 ml typu Eppendorf
- Probówki 15 ml typu Falcon
- Bufor PBS lub bufor TE (nr kat. K-TE-5, K-TE-100)
- Inkubator lub termoblok 50 °C (zalecany Thermomixer firmy Eppendorf)
- Worteks
- Mikrowirówka, wirówka z chłodzeniem na probówce 15 ml

Opcjonalne

- RNAza (nr kat. 1006-10, 1006-50)

Ważne informacje

- Po użyciu buforu elucyjnego E należy zawsze szczelnie zakręcać pojemnik. Składniki buforu elucyjnego E ulegają rozkładowi przy długotrwałym kontakcie z powietrzem. Bufor elucyjny E należy zawsze przechowywać w temp. 2-8 °C.

Przygotowanie materiału

1. Umieścić **5-10 ml** próbki mleka w probówce 15 ml typu Falcon (nie ma w zestawie).

2. Wirować przez **10 min** przy **5000 RPM (4500 x g)**.

Podczas wirowania, w górnej części próbki zbiera się śmietana. Tworzy ona rodzaj "korka", który mocno przywiera do ścianek próbki. Po wirowaniu zalecamy okrążyć brzeg próbki tipsem, aby ułatwić usunięcie "korka" i uwolnienie supernatantu.

3. Usunąć supernatant.

4. Do osadu dodać po **10 ml** buforu **PBS** lub buforu **TE** (nie ma w zestawie).

5. Wirować przez **10 min** przy **5000 RPM (4500 x g)**.

Na dnie próbki znajduje się wyraźny biały osad.

6. Usunąć supernatant.

7. Do osadu dodać po **500-600 µl** buforu **PBS** lub buforu **TE** (nie ma w zestawie).

Objętość buforu PBS lub buforu TE można zwiększać w zależności od ilości otrzymanego osadu. Jednak całkowita objętość próbki nie może przekroczyć 1,5 ml.

8. Całość przenieść do nowej próbki 1,5 ml (nie ma w zestawie).

9. Wirować przez **5 min** przy **8000 RPM (6000 x g)**.

10. Usunąć supernatant.

11. Przejdź do punktu 1. protokołu izolacji.

Protokół izolacji

1. Dodać po **400 µl** buforu lizującego **LSU** i **20 µl** **proteinyazy K**.
2. Próbkę zworteksować i inkubować przez **60 min** w temp. **50 °C**.

Podczas inkubacji próbkę należy kilkakrotnie worteksować.

Inkubację można przeprowadzić w urządzeniu Thermomixer firmy Eppendorf lub jego odpowiedniku przy parametrach ciągłego mieszania 1400 RPM.

Opcjonalne usuwanie RNA: do próbki należy dodać po 5 µl RNAzy (10 mg/ml) (nie ma w zestawie). Całość wymieszać i pozostawić próbkę na 5 min w temp. pokojowej.
3. Po inkubacji próbkę intensywnie worteksować przez **2 min** przy **1000-1400 RPM**.

Ten krok jest kluczowy dla wydajności izolacji DNA.
4. Próbkę wirować przez **5 min** przy **8 000 x g**.

Na dnie próbki powinny znajdować się zwarte osady stanowiące mieszaninę niezlizowanego materiału.
5. Nanieść próbkę na kolumnę Mini AX Spin znajdującą się w 2 ml próbówce.
6. Wirować przez **30-60 s** przy **8 000 x g**.
7. Wyjąć kolumnę Mini AX Spin z próbki i umieścić ją w **nowej** próbówce **2 ml** (w zestawie).
8. Nanieść po **600 µl** pierwszego roztworu płuczącego **W1**.
Wirować przez **30-60 s** przy **8 000 x g**.
9. Wyjąć kolumnę Mini AX Spin z próbki. Usunąć supernatant.
Umieścić kolumnę Mini AX Spin w **tej samej** próbówce **2 ml**.
10. Nanieść po **600 µl** pierwszego roztworu płuczącego **W1**.
Wirować przez **30-60 s** przy **8 000 x g**.
11. Wyjąć kolumnę Mini AX Spin z próbki i umieścić ją w **nowej** próbówce **2 ml** (w zestawie).
12. Nanieść po **500 µl** drugiego roztworu płuczącego **W2**.
Wirować przez **30-60 s** przy **14 000-21 000 x g**.

13. Przygotować próbki elucyjne (nie ma w zestawie). Mogą to być jałowe próbki 1,5 ml typu Eppendorf.
Dodać na dno próbki elucyjnej po 5 μ l buforu zobojętniającego N.

Zobojętnianie próbek DNA - str. 6.

14. Przenieść kolumnę Mini AX Spin do przygotowanej próbki elucyjnej.

15. Przed użyciem buforu elucyjnego E zalecamy przeprowadzenie testu funkcjonalności - str. 6.

Nanieść po 100-150 μ l buforu elucyjnego E na kolumnę Mini AX Spin.
Zostawić na 2 min w temp. pokojowej.

Po użyciu buforu elucyjnego E należy zawsze szczelnie zakręcać pojemnik. Składniki buforu elucyjnego E ulegają rozkładowi przy długotrwałym kontakcie z powietrzem. Bufor elucyjny E należy zawsze przechowywać w temp. od 2-8 °C.

16. Wirować przez 30-60 s przy 14 000-21 000 x g.

17. Usunąć kolumnę Mini AX Spin i zamknąć próbkę elucyjną zawierającą DNA.

Zobojętnianie próbek DNA

Bufor elucyjny E jest silnie alkaliczny i po zamrożeniu może powodować degradację DNA. Z tego powodu konieczne jest stosowanie buforu zobojętniającego N. Z naszej praktyki laboratoryjnej wynika, że najwygodniej jest dodać bufor zobojętniający N przed elucją DNA, do pustej próbki elucyjnej.

W trakcie elucji, zawieszony w buforze elucyjnym DNA wymiesza się z buforem zobojętniającym N i ulegnie natychmiastowej neutralizacji. Będzie zawieszony w roztworze 10 mM Tris pH 8,5.

Jeżeli bufor zobojętniający N nie został dodany przed elucją DNA, to można dodać go po zakończonej izolacji - przed zamrożeniem próbek DNA.

Test funkcjonalności buforu E


Bufor elucyjny E ma kluczowy wpływ na wydajność elucji DNA. Jego prawidłowe działanie można sprawdzić za pomocą roztworu T wchodzącego w skład zestawu.

Kiedy przeprowadzić test funkcjonalności:

- Bufor E nie był używany przez min. 2 miesiące.
- Bufor E był przechowywany w temp. pokojowej przez min. 2 tygodnie.
- Fiolka zawierająca bufor E nie została szczelnie zamknięta po użyciu.

Test funkcjonalności:

Przenieść 20 μ l buforu E do próbki PCR; dodać po 2 μ l roztworu T; całość wymieszać, poczekać 2 min.
Porównać kolor mieszaniny ze zdjęciem przedstawiającym kolory referencyjne.



Informacje Bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Proteinaza K

H315 Działa drażniąco na skórę.
 H319 Działa drażniąco na oczy.
 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 P261 Unikać wdychania pyłu.
 P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.



UWAGA

LSU bufor lizujący

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 H315 Działa drażniąco na skórę.
 H319 Działa drażniąco na oczy.
 P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

W1 pierwszy roztwór płuczący

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 H319 Działa drażniąco na oczy.
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenia wzbronione.
 P261 Unikać wdychania par.
 P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

E bufor elucyjny

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
 P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.



A&A BIOTECHNOLOGY
innovating life science

A&A Biotechnology, ul. Strzelca 40, 80-299 Gdańsk
tel. 883 323 761, 600 776 268
info@aabiotech.com, www.aabiotech.com

wersja 2023-1

