

Instrukcja

dNTP Mix 10 / dNTP Mix 25

Mieszanka deoksynukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) o stężeniu 10 mM / 25 mM każdego z nich.

numer katalogowy	wielkość
2001-200	200 µl
2001-1000	1 ml
2001-1	1 ml
2001-4	4 x 1 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do badań naukowych.

Gwarancja

Firma A&A Biotechnology udziela gwarancji na niniejszy produkt.

Firma nie gwarantuje poprawnego działania produktu w przypadku:

- odstępstwa od dostarczonego wraz z produktem protokołu
- braku zalecanego w niniejszym protokole wyposażenia i materiałów
- użycia innych odczynników niż zalecane lub które nie wchodzą w skład produktu
- użycia przeterminowanych odczynników oraz elementów produktu

Opis

Mieszanka dNTP zawiera wodny roztwór każdego z czterech deoksyrybonukleotydów (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) o stężeniu:

10 mM # 2001-200, # 2001-1000

25 mM # 2001-1, # 2001-4

Najwyższy stopień czystości.

Przechowywać w -20 °C

Przed użyciem całkowicie rozmrozić i dokładnie wymieszać przez odwracanie probówki.



A&A BIOTECHNOLOGY
innovating life science

A&A Biotechnology, ul. Strzelca 40, 80-299 Gdańsk, Poland
tel. +48 600 776 268, +48 883 323 761
info@aabiotech.com, www.aabiotech.com

