

Instrukcja

Pożywka SOC

Złożona pożywka stosowana do hodowli wysokowydajnych komórek kompetentnych *E.coli*.

numer katalogowy	wielkość
K-SOC-40	40 ml
K-SOC-240	240 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do badań naukowych.

Gwarancja

Firma A&A Biotechnology udziela gwarancji na niniejszy produkt.

Firma nie gwarantuje poprawnego działania produktu w przypadku:

- odstępstwa od dostarczonego wraz z produktem protokołu
- braku zalecanego w niniejszym protokole wyposażenia i materiałów
- użycia innych odczynników niż zalecane lub które nie wchodzą w skład produktu
- użycia przeterminowanych odczynników oraz elementów produktu

Opis

Pożywka SOC jest stosowana w ostatnim etapie transformacji komórek *E.coli* w celu uzyskania maksymalnej wydajności transformacji.

Skład

Skład: trypton, ekstrakt drożdżowy, NaCl, KCl, MgCl₂, MgSO₄, glukoza

Specyfikacja

Forma: roztwór

Metoda przygotowania: gotowe do użycia

Przechowywanie

Temp. przechowywania: -20–25 °C



A&A BIOTECHNOLOGY
innovating life science

A&A Biotechnology, ul. Strzelca 40, 80-299 Gdańsk
tel. 883 323 761, 600 776 268
info@aabiotech.com, www.aabiotech.com

wersja 2024-2

